

## Gel Circulatoire



- Ref : DKCIRC/250
- 250 ml
- PAO : 12 mois

### Gel circulatoire et apaisant.

Ce Gel à l'Aloe Vera, aux propriétés hydratantes\*, apporte un effet calmant et apaisant à la peau grâce à son actif. Il peut être utilisé avec une machine à ultrasons, ce qui favorise une meilleure pénétration de l'actif.

- Aide à l'hydratation\* de la peau
- Apporte un effet calmant et apaisant
- Machine à ultrasons = meilleur pénétration de l'actif

Un gel multi-actions, optimiser pour apporter confort et soin

## Actions

- Procure une sensation de détente et de bien-être.
- Favorise la décontraction et la récupération.

## Composition

- **Agents rafraichissants** : HE Romarin, HE Menthe Poivrée, Menthyl Lactate, Menthol
- **Agent reminéralisant** : Concentré aqueux de laminaires

## Application

Appliquer 10 à 20g en fonction des besoins du Gel circulatoire sur une zone localisée du visage et/ou du corps.

Retirer l'excédent à l'aide d'un coton humide.

## Arguments clés

- Ingrédient naturel très connu, l'aloé vera stimule la synthèse de collagène et aide à la cicatrisation de la peau.

## Ingrédients

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, CHLORPHENESIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT.